

TPI +3542

NM\$ +1074

# ハイランキングのシープスター息牛! 高能力好体型で繁殖性の改良にも期待

796HO77777

# ウーパス



母：ペンコール ゲームデイ ベイリー ET VG86

父 牛 OCD トルーパー シープスター ET  
 母 牛 ペンコール ゲームデイ ベイリー ET VG86  
 2-09 3x298日 M 12,524kg 5.3% F 667kg 3.4% P 422kg  
 母の父 RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET  
 祖母の父 パインツリー CW レガシー ET  
 登録番号 840 3247091703  
 登録名 ペンコール ウーパス ET  
 レジストリステイタス 99%  
 生年月日 2023/05/15  
 βカゼイン A1/A2  
 Kカゼイン AA

| 能力       | 2025/12 | 娘牛 G       | 牛群 G   | 信頼度 82% |
|----------|---------|------------|--------|---------|
| 乳量 (EBV) | +896kg  |            |        |         |
| 脂肪 (EBV) | +110kg  |            | +0.58% |         |
| 蛋白 (EBV) | +48kg   |            | +0.16% |         |
| 飼料効果     | +333    | 搾乳速度       |        | 7.16    |
| 飼料節減     | +137    | 搾乳気質 (カナダ) |        | 96      |
| 種雄牛分娩難易度 | 1.4%    | 受胎指数       |        | +1.5    |
| 娘牛分娩難易度  | 2.0%    | 娘牛妊娠率      |        | +0.6    |
| 種雄牛死産率   | 4.0%    | 経産牛受胎率     |        | +2.2    |
| 娘牛死産率    | 4.2%    | 未産牛受胎率     |        | +1.1    |
| 体細胞スコア   | +2.89   | 初産分娩日数     |        | +2.6    |
| 生産寿命     | +4.8    | 経産牛生存能力    |        | +0.9    |
| 疾病形質     | +6.9    | 未経産牛生存能力   |        | +0.8    |

| 線形総合評価 | 娘牛 G  | 牛群 G  | 信頼度 81% |
|--------|-------|-------|---------|
| 体型 PTA | +1.11 | 肢蹄の構成 | +0.48   |
| 乳器の構成  | +0.99 | 体重の構成 | -0.43   |

| 線形形質   | 2025/12 | -2  | -1 | 0 | +1 | +2 |
|--------|---------|-----|----|---|----|----|
| 高さ     | 0.04    | 低い  |    |   |    |    |
| 強さ     | 0.24    | 弱い  |    |   |    |    |
| 体の深さ   | 0.46    | 浅い  |    |   |    |    |
| 泌乳形質   | 0.74    | 鋭角的 |    |   |    |    |
| 尻の角度   | 0.40    | 傾斜  |    |   |    |    |
| 尻の幅    | 0.80    | 広い  |    |   |    |    |
| 後肢の側望  | 0.55    | 曲飛  |    |   |    |    |
| 後肢の後望  | 0.60    | 垂直  |    |   |    |    |
| 蹄の角度   | 0.01    | 低い  |    |   |    |    |
| 肢蹄得点   | 0.43    | 高い  |    |   |    |    |
| 前乳房の付着 | 1.07    | 強い  |    |   |    |    |
| 後乳房の高さ | 1.30    | 高い  |    |   |    |    |
| 後乳房の幅  | 1.58    | 広い  |    |   |    |    |
| 懸垂靱帯   | 0.11    | 弱い  |    |   |    |    |
| 乳房の深さ  | 0.52    | 浅い  |    |   |    |    |
| 前乳頭の位置 | 0.22    | 狭い  |    |   |    |    |
| 後乳頭の位置 | 0.06    | 狭い  |    |   |    |    |
| 乳頭の長さ  | 0.56    | 短い  |    |   |    |    |

IGJ **イノベーションジェネティクス ジャパン株式会社**

〒089-1247 北海道帯広市昭和町東5線113番地  
 セールス オフィス TEL (0155) 65-0210 FAX (0155) 64-5736