

TPI +3439

NM\$ +975

シープスターの息牛! 高乳成分率で優れた体型の改良度を持つ A2サイアー

796HO10154

シュイラー



母：クリアエコー MONTVRDI 5628 ET VG-85

父 牛 OCD トルーパー シープスター ET
 母 牛 クリアエコー MONTVRDI 5628 ET VG-85
 - x - 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
 母の父 プロジェネシス モンテベルディ ET
 祖母の父 RMD ドッテラー SSI マキシマス ET
 登録番号 840 3220864874
 登録名 クリアエコー シュイラー ET
 レジストリステイタス 99%I
 生年月日 2023/08/04
 βカゼイン A2/A2
 Kカゼイン AB

能力	2026/04	娘牛 G	牛群 G	信頼度 82%
乳量 (EBV)	+795kg			
脂肪 (EBV)	+102kg		+0.56%	
蛋白 (EBV)	+51kg		+0.20%	
飼料効果	+311	搾乳速度	7.06	
飼料節減	+56	搾乳気質 (カガ)	100	
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数	+1.1	
娘牛分娩難易度	1.8%	娘牛妊娠率	-0.1	
種雄牛死産率	4.0%	経産牛受胎率	+1.6	
娘牛死産率	4.5%	未産牛受胎率	+2.4	
体細胞スコア	+2.91	初産分娩日数	+2.1	
生産寿命	+4.2	経産牛生存能力	+1.3	
疾病形質	+4.6	未経産牛生存能力	+0.4	

線形総合評価	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
体型 PTA	+0.92	肢蹄の構成	+0.25
乳器の構成	+1.12	体重の構成	-0.40

線形形質	2026/04	-2	-1	0	+1	+2
高さ	0.19 低い					
強さ	0.29 弱い					
体の深さ	0.42 浅い					
泌乳形質	0.41 鋭角的					
尻の角度	1.29 傾斜					
尻の幅	0.44 広い					
後肢の側望	1.99 直飛					
後肢の後望	0.53 垂直					
蹄の角度	0.73 高い					
肢蹄得点	0.15 高い					
前乳房の付着	1.28 強い					
後乳房の高さ	1.26 高い					
後乳房の幅	1.51 広い					
懸垂靱帯	0.23 強い					
乳房の深さ	0.50 浅い					
前乳頭の位置	0.44 狭い					
後乳頭の位置	0.18 狭い					
乳頭の長さ	0.02 短い					

IGJ イノベーションジェネティクスジャパン株式会社

セールス オフィス 〒089-1247 北海道帯広市昭和町東 5 線 113 番地
TEL (0155) 65-0210 FAX (0155) 64-5736