

TPI +3243

NM\$ +727

優れた乳用性と乳器の改良度が高い
高能力、好体型種雄牛

796HO10155

グレイワーム



母：クリアエコー シェルドン 5118 ET EX-90

父 牛 プロジェネシス パーキー
母 牛 クリアエコー シェルドン 5118 ET EX-90
3-06 3x365日 M 21,260kg 4.3% F 919kg 3.1% P 653kg
母の父 デノボ 2981 シェルドン ET
祖母の父 デスー フラッズ タヒチ 14104 ET
登録番号 840 3220864881
登録名 クリアエコー グレイワーム ET
レジストリステイタス 99%I
生年月日 2023/08/24
βカゼイン A2/A2
Kカゼイン BB

能力	2026/04	娘牛 G	牛群 G	信頼度 82%
乳量 (EBV)	+881kg			
脂肪 (EBV)	+76kg		+0.32%	
蛋白 (EBV)	+36kg		+0.06%	
飼料効果	+230	搾乳速度	6.85	
飼料節減	+51	搾乳気質 (カナダ)	99	
種雄牛分娩難易度	1.7%	受胎指数	+0.4	
娘牛分娩難易度	2.2%	娘牛妊娠率	-0.9	
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率	+1.0	
娘牛死産率	3.4%	未産牛受胎率	+0.3	
体細胞スコア	+2.68	初産分娩日数	+3.1	
生産寿命	+3.1	経産牛生存能力	-1.5	
疾病形質	+5.5	未経産牛生存能力	+0.4	

線形総合評価	娘牛 G	牛群 G	信頼度 80%
体型 PTA	+1.56	肢蹄の構成	+0.37
乳器の構成	+1.18	体重の構成	-0.52

線形形質	2026/04	-2	-1	0	+1	+2
高さ	1.03 高い					
強さ	0.10 弱い					
体の深さ	0.56 深い					
泌乳形質	2.01 鋭角的					
尻の角度	0.85 高い					
尻の幅	1.28 広い					
後肢の側望	0.32 曲飛					
後肢の後望	0.43 垂直					
蹄の角度	0.64 高い					
肢蹄得点	0.60 高い					
前乳房の付着	1.23 強い					
後乳房の高さ	1.72 高い					
後乳房の幅	1.77 広い					
懸垂靱帯	0.65 強い					
乳房の深さ	0.93 浅い					
前乳頭の位置	0.69 狭い					
後乳頭の位置	0.74 狭い					
乳頭の長さ	0.10 短い					

IGJ イノベーションジェネティクスジャパン株式会社

セルス
オフィス 〒089-1247 北海道帯広市昭和町東5線113番地
TEL (0155) 65-0210 FAX (0155) 64-5736